

## NORIKS ErgoSit — ortopedický sedací vankúš

Výrez pre kostrč a pamäťová pena s vysokou hustotou na dlhé sedenie.

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Pena       | Pamäťová pena OrthoFlex s vysokou hustotou         |
| Certifikát | OEKO-TEX®, netoxická                               |
| Tvar       | Výrez pre kostrč, tvarovaná opora bokov a chrbtice |
| Poťah      | Snímateľný, prateľný v práčke                      |
| Použitie   | Kancelárska stolička, auto, cestovanie             |



### V BALENÍ

- 1 vankúš ErgoSit
- Snímateľný prateľný poťah

### RÝCHLY ŠTART

1. Vyberte vankúš z obalu a nechajte ho 24 hodín, aby pena nadobudla plný tvar.
2. Položte ho na stoličku tak, aby výrez bol vzadu, pod kostrčou.
3. Sadnite si celkom dozadu, chodidlá naplocho na podlahe.

## 1. Pred prvým použitím

- Vankúš je pri preprave stlačený — po vybalení ho nechajte 24 hodín pri izbovej teplote. Počas tohto času ho viackrát rukami premasírujte a potraсте, aby sa pena rozložila.
- Zápach novej peny zmizne po niekoľkých hodinách vetrania.

## 2. Správne umiestnenie

- 1 Položte vankúš na sedadlo tak, aby bol **výrez vzadu** — pod kostrčou, nie vpredu.
- 2 Rovná časť vankúša musí celá ležať na sedadle, bez presahu cez okraj.
- 3 Sadnite si celkom dozadu, aby sa chrbát dotýkal operadla.
- 4 Nastavte výšku stoličky tak, aby kolená boli vo výške bokov alebo o niečo nižšie a chodidlá naplocho na podlahe.



Vozíte dlhým zeme bez bolova  
**Testovali i odobrili vozači kamiona**

Výrez odstraňuje priamy tlak na kostrč.



Automatski **ispravlja**  
vaše **držanje**

Tvarovaný profil rovnomerne rozkladá váhu na boky.

### 3. Každodenné používanie

- Vankúš je určený na každodenné sedenie — v kancelárii, v aute aj na cestách.
- Aj s vankúšom každú hodinu vstaňte a niekoľko minút sa prejdite.
- Nepoužívajte ho na veľmi mäkkých alebo nerovných podkladoch — opora sa stráca.

### 4. Riešenie problémov

| Čo sa deje                      | Príčina                    | Riešenie                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vankúš kĺže po stoličke         | Hladký potah sedadla       | Otočte potah protišmykovou stranou nadol; na kožené stoličky podložte tenkú podložku |
| Tlak na kostrč pretrváva        | Výrez otočený dopredu      | Otočte vankúš — výrez patrí dozadu                                                   |
| Pena pôsobí tvrdo               | Chladná miestnosť          | Pamäťová pena pri telesnej teplote za pár minút zmäkne                               |
| Vankúš je príliš vysoký k stolu | Nenastavená výška stoličky | Spustite stoličku o výšku vankúša                                                    |

### 5. Pranie a starostlivosť

- Potah zložte a perte v práčke na 30 °C, na šetrnom programe.
- **Penu nikdy neperte v práčke a neponárajte do vody.** Škvrny utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Penu nesusušte na radiátore ani na priamom slnku.
- Vankúš neskladujte stlačený pod záťažou — pena si udrží tvar len bez zaťaženia.

### 6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

ErgoSit je vankúš na každodennú oporu pri sedení, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.