

## NORIKS KneeFix — ortopedická kolenná ortéza

Nastavitelná kompresia, bočné stabilizátory a gélová vložka na jabĺčko.

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kompresia    | Nastavitelná kolieskom, bez skladania ortézy                            |
| Stabilizácia | Dva bočné stabilizátory                                                 |
| Vložka       | Gélová vložka, ktorá obopína kolenné jabĺčko                            |
| Držanie      | Silikónový protišmykový okraj                                           |
| Veľkosti     | S/M – 2XL podľa telesnej hmotnosti; vyhotovenie pre ľavé a pravé koleno |



### V BALENÍ

- 1 kolenná ortéza (označenie L = ľavé, R = pravé)

### RÝCHLY ŠTART

1. Skontrolujte označenie pre ľavé alebo pravé koleno.
2. Potiahnite koliesko smerom von, aby sa uvoľnilo, a natiahnite ortézu ako pančuchu.
3. Zarovnajte otvor okolo jabĺčka a postupne utiahnite kompresiu.

## 1. Výber veľkosti

| Veľkosť | Telesná hmotnosť |
|---------|------------------|
| S/M     | 50 – 75 kg       |
| L       | 75 – 90 kg       |
| XL      | 90 – 110 kg      |
| 2XL     | 110 – 130 kg     |

Ortéza sa vyrába zvlášť pre ľavé a pravé koleno. Pred nasadením skontrolujte označenie — opačne nasadená ortéza nedrží stabilizátory na správnom mieste.

## 2. Nasadenie

- 1 Potiahnite koliesko smerom von — až vtedy sa uvoľní a ortézu môžete povoliť alebo zložiť.
- 2 Natiahnite ortézu cez chodidlo až po koleno, ako pančuchu.
- 3 Nastavte ju tak, aby otvor bol presne okolo jabĺčka a gélová vložka ho obopínala.
- 4 Skontrolujte, že bočné stabilizátory sú po stranách kolena, nie vpredu.
- 5 Zatlačte koliesko späť a otáčaním postupne ťahajte kompresiu až po príjemný pocit opory.

## Udoban oslonac u 3 koraka



### 1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

### 2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

### 3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Tri kroky k správnemu usadeniu.



Koliesko, bočné stabilizátory a gélová vložka.

### 3. Nastavenie kompresie

- Kompresiu meňte počas dňa: pevnejšie pri chôdzi, na schodoch a pri dlhšom státi, voľnejšie posediačky a pri odpočinku.
- Správne utiahnutá ortéza sa pri chôdzi **neposúva** a lýtko si zachováva normálnu farbu aj teplotu.
- Pri skladaní vždy najprv potiahnite koliesko smerom von; ortézu nesťahujte cez utiahnuté koliesko.



Bočné stabilizátory sledujú ohyb kolena.

#### 4. Ako dlho nosiť

- Prvé dni: 2 – 3 hodiny denne, kým si koleno nezvykne.
- Potom: pri činnostiach, ktoré koleno zaťažujú — chôdza, práca, tréning, schody.
- Nenoste ju počas spánku.

#### 5. Riešenie problémov

| Čo sa deje                               | Príčina                                 | Riešenie                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ortéza sa zosúva nadol</b>            | Príliš slabá kompresia alebo vlhká koža | Zatlačte koliesko a dotiahnite; silikónový okraj utrite vlhkou handričkou, aby sa obnovila priľnavosť |
| <b>Mravčenie alebo necitlivosť lýtky</b> | Príliš silná kompresia                  | Ihneď potiahnite koliesko smerom von; ak pocit do niekoľkých minút nezmizne, ortézu zložte            |

| Čo sa deje                 | Príčina                                                     | Riešenie                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Otvor nie je okolo jabĺčka | Ortéza natiahnutá príliš nízko alebo opačné vyhotovenie L/R | Skontrolujte označenie a posuňte ortézu tak, aby vložka obopla jabĺčko |
| Ortéza sa krčí v ohybe     | Príliš veľká veľkosť                                        | Vezmite menšie číslo podľa tabuľky hmotnosti                           |

## 6. Pranie a starostlivosť

- Ručné pranie na 30 °C jemným pracím prostriedkom, bez aviváže a bielidla.
- Sušte na vzduchu naplocho. Nie v sušičke, na radiátore ani na slnku.
- Silikónový okraj občas utrite vlhkou handričkou, aby si udržal priľnavosť.
- Koliesko a vodiace lišty udržiavajte suché a bez piesku a prachu.

KneeFix je každodenná opora, nie liečba. Pri akútnom úraze, silnom opuchu, horúcom či nestabilnom kolene a po operácii sa o nosení poraďte s lekárom.

## 7. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.
- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

KneeFix je každodenná opora, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.